



AZ 101

Fresatore



* Possibilità di Abutment prefabbricati possibili con supporto adattatore

** Realizzabili solo in PEEK

*** Adattabile ma NON garantito

Dati tecnici :

Nr. Assi	5
Nr. di posizione utensile	12
Lavorazione a secco	Si
Lavorazione a umido	Si
Diametro dischi	98/98,5
Elaborazione blocchi	CAD/CAM
Peso	98 Kg
Larghezza-profondità-altezza	550 x 650 x 620
Alimentazione	240 V / 900 W

Materiali :

Ossido di zirconio	Si
Ossido di alluminio	Si
PMMA - PEEK	Si
Resine - Compositi - Cere	Si
Vetroceramica	Si
Ceramica ibrida	Si
Metallo sinterizzato	Si
Cromo Cobalto	NO
Titanio	Si *

Applicazioni :

Cappette, corone, inlay, onlay, faccette	Si
Ponti fino a 14 elementi	Si
Telescopiche	Si **
Splint terapeutici (bite splint)	Si
Modelli per denti	Si
Modellato per fusioni	Si
Abutment su base adesiva in titanio	Si ***
Abutment prefabbricati in Ti / CoCr	Si ***
Abutment monopezzo (CoCr, titanio)	NO
Strutture a barra. Moncone su impianti	NO